

**PZN-16239826**

**Produktname:**

Betachek C50 Testkassette

**Anbieter:**

Betachek GmbH

**Lieferumfang:**

- 1 Betachek C50 Testkassette
- Gebrauchsanweisung

**Hauptaspekte:**

- Testkassette mit 50 Tests
- Zur Verwendung von Betachek C50 Blutzuckermessgerät
- Kein Entsorgen einzelner Teststreifen

**Kurzbeschreibung:**

Betachek C50 ist das neue Blutzuckermesssystem mit 50 Tests pro Kassette, voll integrierter Stechhilfe und voll integriertem Bluetooth. Testkassette mit 50 Tests: keine einzelnen Teststreifen. Kein Entsorgen einzelner Teststreifen. Ergebnisse in ca. 5 Sekunden. Kleine Probe benötigt

**Detaillierte Beschreibung:**

Betachek C50 ist das neue Blutzuckermesssystem mit 50 Tests pro Kassette, voll integrierter Stechhilfe und voll integriertem Bluetooth.

Gerade wenn Sie mit Insulin behandelt werden und dadurch häufiger Ihren Blutzucker messen, ist Betachek C50 das richtige Blutzuckermesssystem für Sie.

Sie können Ihren Blutzucker in nur fünf einfachen Schritten messen:

Deckel öffnen, Test in Position bringen, Blut entnehmen, Blut auftragen, Ergebnis lesen.

In nur wenigen Sekunden erhalten Sie präzise Ergebnisse.

Praktisch für Patienten, die häufig ihren Blutzucker messen. Gerade in Situationen außerhalb des eigenen Zuhauses ermöglicht Betachek C50 eine einfache und diskrete Blutzuckermessung: Eine "Alles in einem"-Lösung, wobei keine einzelnen Teststreifen nötig sind.

Die Vorteile von Betachek C50 auf einen Blick:

- Testkassette mit 50 Tests: keine einzelnen Teststreifen
- Kein Entsorgen einzelner Teststreifen
- Ergebnisse in ca. 5 Sekunden
- Kleine Probe benötigt
- Bequemes Lesen Ihrer Daten über die kostenlose Betachek Diabetes App (für Apple-Geräte).

**Technische Daten**

- Verwendungszweck: Zum Selbsttest von Blutzucker.
- Nicht für Mehrpatiententests geeignet.
- Testzeit: Ca. 5 Sekunden
- Assay-Methode: FAD GDH
- Blutprobe: Nur frisches Kapillarblut. Ergebnisse sind Plasmaäquivalente.
- Blutmenge: Ca. 0,3 µl
- Messbereich: 20 – 600 mg/dL (1,1 – 33,3 mmol/L)
- Temperatur während des Tests: + 10°C bis + 40°C.
- Temperatur während der Lagerung: +2°C bis +30°C
- Kassettengröße: 22,2mm x 13mm x 48,2mm
- Das Betachek C50-Blutzuckermesssystem erfüllt die Anforderungen der EN-ISO15197(2013).

**Schulungsvideos Link:**

[www.betachek.de/videos/](http://www.betachek.de/videos/)

---

Betachek Diabetes Care  
Betachek GmbH  
Am Dorbach 12  
52076 Aachen  
[www.betachek.de](http://www.betachek.de)  
[support@betachek.de](mailto:support@betachek.de)

---